

PANSEMENT STÉRILE 20cm x 20cm



Le gel brûlures est utilisé pour apaiser les brûlures et éraflures. La zone lésée va être humidifiée. A utiliser pour des brûlures du premier et second degré.

Diminution de la chaleur de la brûlure et soulagement de la douleur. La peau est refroidie et protégée contre les infections..

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	Hydrogel 96% et Eau Gélifiée de Mélaleuca (arbre à thé) 4%
Dimensions	20cm x 20cm
Type de dispositif	Dispositif stérile
Condition de stockage	Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe
Référence	10270